Florida SHOTS[™] CÓMO GENERAR Y COMPRENDER EL INFORME DE REGISTRO DE CARGA

Información de Contacto

www.flshots.com

Asistencia técnica gratis: 877-888-SHOT (7468) De lunes a viernes, de 8 A.M. a 5 P.M. Hora del Este La razón principal para generar un informe de registro de carga es para asegurar que los datos que están siendo cargados a Florida SHOTS son precisos. Aunque una práctica reciba confirmación de su EHR, esto no significa que Florida SHOTS recibió los datos del EHR - pudo haber un problema con la transmisión del EHR. A las prácticas se les alienta a revisar sus registros en una base regular para precisión y asegurarse que no hubo problemas con la transmisión y aceptación al registro. Usted debe tener Microsoft Excel o un equivalente para descargar y ver la hoja electrónica.

- 1. Inicie sesión en <u>www.flshots.com</u>. (Usuarios deben tener un "Rol" como Administrador Local de Org o Ver Estadísticas de Transacción).
- 2. A lo largo del lado izquierdo de la pantalla (bajo el "Listado de Tareas" azul) haga clic en Transacciones del Sistema ("System Transactions"). Seleccione Cargar Informe de Registro ("Upload Log Report") o Estadísticas de Transacción ("Transaction Statistics"). Cargar Informe de Registro ("Upload Log Report") le permite a una práctica indagar para ver errores y advertencias o buscar por número de la gráfica del paciente. La opción de Estadísticas de Transacción ("Transaction Statistics") muestra las estadísticas del paciente, estadísticas de carga, estadísticas de lugar de servicio, y estadísticas de mensajes.

Pasos para generar el reporte de Estadísticas de Transacción ("Transaction Statistics") bajo Transacciones del Sistema ("System Transactions").



- 1. El rango de fechas siempre es predeterminado a la fecha de hoy. Puede cambiar el rango de fechas y volver atrás hasta donde sea necesario para revisar los datos cargados.
- 2. Seleccione rango de fechas, pulse la tecla de "Tab" y haga clic en la caja gris sombreada Buscar Estadísticas ("Retrieve Statistics"), (lado derecho superior de la pantalla).

Transaction Statistics	Training Environment
Include Transactions From: * 02/15/2019 Thru: *	Retrieve Statistics
Click the 'Retrieve Statistics' button to displa	ay the statistics.
NOTE: Una práctica siempre puede hacer clic en Mostrar Texto de Ayuda ("Show Help Text") (a lo largo del lado superior derecho y la información aparece para todas las diferentes opciones que ellos tiene que revisar.	

3. Bajo Estadísticas de Carga ("Upload Statistics") haga clic en el número debajo de Archivos/Mensajes ("Files/Messages") para ver todas sus cargas por el rango de fechas seleccionado; o para ver solo las vacunas rechazadas, haga clic en el número bajo Vacunas Rechazadas ("Vaccines Rejected").

⊡ <u>Uplo</u>	Upload Statistics											
System	Туре	Files/Messages	Unable to Process	Total Vaccinations	Clients Added	Clients Found	Clients Rejected	Vaccinations Added	Duplicate Vaccinations	Vaccinations Rejected	Vaccinations Updated	Vaccinations Deleted
Live	Web Services	(139		148	9	128	2	<u>115</u>	<u>29</u>	(3	1	

- 4. Los detalles para todos los archivos cargados a Florida SHOTS por el rango de fechas provisto se mostrará al pie de la pantalla debajo de Detalle ("Detail").
- 5. Haga clic en Descargar Reporte ("Download Report"). Esto producirá una hoja electrónica para cada archivo individual al que se le haya hecho clic.

_ Deta	Detail																	
<u>.</u>	Dipload Files/Messages																	
Forth	r the Live system upload type Web Services include records with "Vaccinations Rejected".																	
Syste	m Date Processed	Organization	EID	Login Id	Туре	File Name	Vaccinations	Clients Added	Clients Found	Clients Rejected	Vaccinations Added	Duplicate Vaccines	Duplicate Series	Vaccinations Rejected	Vaccinations Updated	Vaccinations Deleted	Log Report	HL7 Message
Live	02/12/2019				Web Services		1			1				1		(Download Report	View Message
Live	02/14/2019				Web Services		1		1					1			Download Report	<u>View</u> Message
Live	02/21/2019				Web Services		1			1				1			Download Report	<u>View</u> Message
					-											Download	d Detail To	Excel

NOTE: La cantidad de pacientes/vacunas que fueron incluidas en ese archivo determinará cuán grande la hoja electrónica será.

6. La hoja electrónica incluye lo siguiente:

Núm. de Archivo, Estado de Archivo, Disposición del Paciente, Disposición de Vacunación, Información del Expediente del Paciente de FLSHOTS, Errores, Advertencias, Número de Gráfica del Paciente, Apellido, Nombre, Segundo Nombre, Fecha de Nacimiento, Sexo, SSN, Raza, Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código Postal, Condado de Residencia, Núm. de Teléfono, Lugar de Servicio, Descripción de la Vacuna, Fecha de Vacunación, Código de Vacuna, Manufacturero de la Vacuna, Núm. de Control de la Vacuna, Fecha de Expiración de la Vacuna, Fecha de Publicación de VIS, ID de Medicaid, Nombre de la Madre, Fecha de Nacimiento de la Madre, Nombre del Padre, Fecha de Nacimiento del Padre, Lugar de Inyección, Ruta de Inyección, Elegibilidad de VFC, Indicador de Historial de Vacunas, Indicador de Nacimiento Múltiple, Orden de Nacimiento, Código Alterno de Vacuna, Descripción Corta Alterna de Vacuna

Algunos campos son opcionales y serán cargados en base a cual EHR la práctica utiliza.

El Estado de Registro ("Record Status") (columna B) identifica éxito o falla. Disposición de vacuna ("Vaccine Disposition") (columna D) identifica si la vacuna fue rechazada. Errores ("Errors") (columna F) identificará por qué fue rechazada. Una práctica debería corregir cualquier error en la gráfica del paciente y volver a presentar la vacuna.

A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K	L	M
Record#	Record Status	Patient Disposition	Vaccination Disposition	FLSHOTS Patient Record Info	Errors	Warnings	Patient Chart Number	Last Name	First Name	Middle Name	Date of Birth	Sex
2	Success	Matched	Added	Matched to State Imm Id: 8009143214 NEWTON,ISSAC DOB: 02/03/2011 SEX: M			BK409692	NEWTON	ISSAC		20110203	м
3	Failure	Matched	Rejected	Matched to State Imm Id: 8009143214 NEWTON,ISSAC DOB: 02/03/2011 SEX: M	1) Vaccination Code=NF Could not locate corresponding IMM Vaccine Type.		BK409692	NEWTON	ISSAC		20110203	м
4	Failure	Matched	Series Duplicate	Matched to State Imm Id: 8009143214 NEWTON,ISSAC DOB: 02/03/2011 SEX: M	1) Vaccine Type/Vaccination Date=90[03/04/2015 Duplicate vaccinations within the same series on the same day are rejected.		BK409692	NEWTON	ISSAC		20110203	М
5	Failure	Matched	Duplicate	Matched to State Imm Id: 8009143214 NEWTON,ISSAC DOB: 02/03/2011 SEX: M	 Vaccine Type/Vaccination Date=5 03/04/2015 Duplicate vaccinations on the same day are rejected - minimal data received 	1) Eligibility=V02 Could not be validated based on other field values - converted to NULL. Review Service Site, Vaccine Type, Vaccination Date 2) Service Site ID=BK274169 No match found on file - converted to NULL.	BK409692	NEWTON	ISSAC		20110203	М

NOTE: Un Estado de Archivo ("Record Status") de Fracaso ("Failure") emparejado con Duplicado ("Duplicate") o Series Duplicadas de Disposición de Vacunas ("Series Duplicate Vaccine Disposition") (columna D) significa que la vacuna ya ha sido ingresada Florida SHOTS.

La Columna G identifica advertencias. Las vacunas pueden ser cargadas satisfactoriamente a Florida SHOTS con advertencias. Por favor revise e ingrese todos los de inmunización que falten o, si aplica, usted pueden que tenga que contactar su proveedor de práctica de EHR para hacer los cambios necesarios para corregir las advertencias.

Pasos a indagar para ver solo los errores y advertencias o buscar por número de gráfica de paciente del Informe de Registro de Carga ("Upload Log Report") bajo Transacciones de Sistema ("System Transactions").



 Informe de Registro de Carga (Upload Log Report): El rango de fechas, por defecto, siempre aparece con la Fecha Desde ("From Date: *") 10 días antes de la fecha actual. Una práctica puede cambiar el rango de fechas e ir hacia atrás como sea necesario para revisar datos cargados. Verifique la caja para ver qué incluir en el registro o ingresar el Número de Gráfica ("Chart Number") del paciente o ID de Control de Mensaje ("Message Controller Id"). Haga clic en Buscar Expedientes ("Search for Files") (lado superior derecho de la pantalla).

Upload Log Criteria		•	Training	Environment
Include Only Files with Errors?	From Date: *	03/01/2018		Search for Files
Include Only Failed Files?	Thru Date: *	02/15/2019		
Search for Chart Number:	Search for Message Controller Id:			

2. El primer archivo listado será el archivo más reciente cargado a Florida SHOTS satisfactoriamente. Usted puede cambiar la secuencia de orden navegando sobre el encabezado de cada columna y haciendo clic en la misma. Para poder revisar un archivo, haga clic en una línea a la vez. Cada archivo listará la fecha procesada, los pacientes procesados, total de vacunas, vacunas añadidas, porcentaje añadido, vacunas duplicadas, vacunas rechazadas y el porcentaje rechazado.

	Date	Patients	Total	Vaccs		Vaccs	Vaccs	
Processed File Name	Processed 🔻	Processed	Vaccinations	Added	% Added	Duplicate	Rejected	% Rejected
SRF50609#20180320#1521653300#.txt	03/21/2018	1	2	0	0 %	0	2	100 %
SRF50609#20180320#1521648620#.txt	03/21/2018	0	1	0	0 %	0	1	100 %
SRF50609#20180320#1521648380#.txt	03/21/2018	0	1	0	0 %	0	1	100 %
SRF50609#20160603#1521647300#.txt	03/21/2018	1	1	0	0 %	0	1	100 %
SRF50609#20160603#1521647180#.txt	03/21/2018	1	4	0	0 %	3 (2/1)	0	0 %
SRF50609#20160601#1521647060#.txt	03/21/2018	1	3	0	0 %	2	1	33 %
000000000000000000000000000000000000000	00/04/0040	4	0	4	47.0/	4 (0(4)	4	47.0/

3. Los errores y advertencias serán listado en forma de resumen. Esto dará un vistazo general simplificado y rápido, sin tener que buscar el informe. Si usted quiere revisar un archivo aún más usted puede personalizar lo que desea incluir en el informe, por ejemplo, revisar solo los archivos rechazados. Si usted hace clic en Especificar ("Specify"), bajo Mostrar Registros ("Show Records"), se recomienda que usted también escoja rechazados bajo Disposición de Vacunas ("Vaccine Disposition"). Haga clic en Generar Informe ("Generate Report"). Generate Report

			Error/Warning Summary
Туре	Applies To	Field	Issue
Error	PatientRecord	Process Error	Patient record will not be added without
Error	VaccRecord	Vaccine Type/Vaccination Date	Subsequent matching incoming record
Error	VaccRecord	Vaccine Type/Vaccination Date	Vaccination not found on file
Show	All Records		
Records	: O Records with Errors		
	Records with Warnin	gs	
	Records Added		
	Specify		
	Patient Disposition:	Added	Vaccination Disp: Added
		Matched	Duplicate
		Rejected	Series Duplicate
			Rejected
	Errors/Warnings:	Records with errors	
		Records with warnings	
		Records with neither errors or warnings	
		Records which were not processed	

4. Aparece una caja que dice: El Informe puede tomar hasta (**"Report could take up to..."**) para indicar que el sistema está generando el informe como se solicitó para mostrar en una hoja electrónica.

La hoja electrónica generada incluye lo siguiente:

Núm. de Archivo, Estado de Archivo, Disposición del Paciente, Disposición de Vacunación, Información del Expediente del Paciente de FLSHOTS, Errores, Advertencias, Número de Gráfica del Paciente, Apellido, Nombre, Segundo Nombre, Fecha de Nacimiento, Sexo, SSN, Raza, Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código Postal, Condado de Residencia, Núm. de Teléfono, Lugar de Servicio, Descripción de la Vacuna, Fecha de Vacunación, Código de Vacuna, Manufacturero de la Vacuna, Núm. de Control de la Vacuna, Fecha de Expiración de la Vacuna, Fecha de Publicación de VIS, ID de Medicaid, Nombre de la Madre, Fecha de Nacimiento de la Madre, Nombre del Padre, Fecha de Nacimiento del Padre, Lugar de Inyección, Ruta de Inyección, Elegibilidad de VFC, Indicador de Historial de Vacunas, Indicador de Nacimiento Múltiple, Orden de Nacimiento, Código Alterno

Α	В	С	D	E	F
		Patient	Vaccination	FLSHOTS Patient Record	
Record#	Record Status	Disposition	Disposition	Info	Errors
1	Failure	Rejected	Rejected		1) Vaccination Code=999 Could not locate corresponding IMM Vaccine Type.

de Vacuna, Descripción Corta Alterna de Vacuna Corrija cualquier error en la gráfica del paciente, ingrese todos los datos de inmunización que hagan falta, y vuelva a presentar a <u>Florida SHOTS</u>, o si aplica, usted puede que tenga que contactar al EHR de la práctica para hacer los cambios necesarios para corregir errores.

Una vez usted haya terminado de revisar la hoja electrónica y haya salido, el sistema lo volverá a dirigir de nuevo a Florida SHOTS. (Haga clic en el botón de regresar.) El informe que se acaba de generar ahora podrá ser guardado. Usted puede borrar el informe o mantenerlo como un archivo guardado. El sistema le permitirá a una práctica guardar hasta 10 informes generados a la vez.

CAPACITACIÓN ADICIONAL

Además de un seminario por web grabado, ofrecemos capacitación individual acerca de cómo leer su informe de registro de carga. Por favor contacte a Whitney Hachem nuestra Especialista de Post-Implementación al 813-351-0213 o por correo electrónico a <u>Whitney.Hachem@flhealth.gov</u> para reservar.